

ANALGESÍMETRO TAIL FLICK - CÓD. SLFC 005





O Analgesímetro Tail Flick é um equipamento que mede o grau de analgesia decorrente de tratamento que interfere na percepção de estímulos nociceptivos.

Possui rampa de aquecimento ajustável com tempo e temperatura decorrida de esQUIVA.

O Analgesímetro possui filamento metálico de aquecimento da cauda, com sensor de presença.

Acompanha contensores para rato e camundongo e software para monitoramento.

Voltagem: 110 / 220 V.

Medidas em mm (C x L x A): 445 x 200 x 95.

Peso: 3,9 kg.

<http://scienlabor.com.br/produtos/detalhes/1435/analgesimetro-tail-flick.html>