


TESTE DE INCAPACITAÇÃO ARTICULAR
CÓD. SLFS 029





- Aparelho utilizado para teste de incapacitação articular.
- Medidas em mm (A x L x P): 750 X 580 X 400.
- Pés de borracha com sistema de regulação.
- Equipamento monitora até 3 ratos simultaneamente.
- Interface USB PLUG & PLAY para computador.
- Rotações de 0 a 30 RPM.
- Sensores de contato para encaixe nas patas dos animais.
- Display de LCD para visualização de velocidade e do estado dos sensores.
- Software para aquisição online do tempo de caminhada.

<http://www.scienslabor.com.br/produtos/detalhes/1416/teste-de-incapacitacao-articular.html>