

HEAT PAD - CÓD. SLFS 022



- Display de 7 segmentos com 3 dígitos indicadores de temperatura.
- Led indicador de aquecimento.
- Tecla para incrementar o set-point.
- Tecla para decrementar o set-point.
- Tensão de Alimentação: bivolt automático.
- Medidas Controle (CxLxA): 160 x 115 x 80mm.
- Medidas Mesa Cirúrgica (CxLxA): 280 x 115 x 20mm.
- Peso Completo (Mesa Cirúrgica + Controle): 800 gramas.
- Temperatura Máxima (Range): 42°C.

<http://www.sciенlabor.com.br/produtos/detalhes/1454/heat-pad.html>