

**ROTA ROD PARA CAMUNDONGOS - CÓD. SLFS 020C**







O Rota Rod para Camundongos tem como função medir a atividade motora de animais de pesquisa, avaliando as alterações de equilíbrio e coordenação.

O equipamento possui um design arrojado, construído em acrílico resistente e painel frontal em policarbonato. Dotado de sistema motorizado com aceleração progressiva e invariável de 5,5 a 25 RPM no eixo do motor, podendo variar em até 37 RPM. Possui motor de 12V com redutor acoplado.

Possui 4 displays de LCD e indicação do estado atual via BarGraf com chave para aceleração, desaceleração e estado atual. Baias com sistema de detecção de queda do animal através de impacto, circuito micro-processado para cronometragem de permanência do mesmo na baia e contagem de quedas. Faixas de RPM selecionada ajustáveis eletronicamente.

Dimensões em mm (A x L x C): 450 x 540 x 350.  
Peso: 12,6 kg.

<http://scienlabor.com.br/produtos/detalhes/964/rota-rod-para-camundongos.html>