

ESTEIRA MOTORIZADA PARA CAMUNDONGOS
8 BAIAS - CÓD. SLP 037





- Dimensões em mm (A x L x C): 320 x 570 x 1440.
- Voltagem: 220V.
- Peso: 50 kg.
- Velocidade máxima de 0 a 100 cm/s, controle de velocidade digital com indicador de tempo e distância, ajuste de inclinação progressiva de 0 a 60 graus, grade de choque em cada baia, carenagem em acrílico com inclinação vertical.
- Possui tecla para alterar a unidade de medida: cm/s ou m/min.
- Display de cristal líquido de 4 linhas por 16 colunas.
- Intensidade do choque: Máximo 4 mA.
- Sistema de amortecedor para regulagem de ângulo.
- Bandeja em aço inox coletora de dejetos.
- Possui 8 baias individuais com altura de 180 mm, largura interna 72 mm, comprimento de 385 mm.

<http://scienlabor.com.br/produtos/detalhes/1187/esteira-motorizada-para-camundongos-com-8-baias.html>