

ESTEIRA MOTORIZADA PARA RATOS / 6 BAIAS
CÓD. SLP 033







Dimensões em mm (A x L x C): 320 x 570 x 1440.

Voltagem: 220V.

Peso: 50 kg.

Velocidade máxima de 0 a 100 cm/s, controle de velocidade digital com indicador de tempo e distância, ajuste de inclinação progressiva de 0 a 60 graus, grade de choque em cada baia, carenagem em acrílico com inclinação vertical.

Possui tecla para alterar a unidade de medida: cm/s ou m/min.

Display de cristal líquido de 4 linhas por 16 colunas.

Intensidade do choque: Máximo 4 mA.

Sistema de amortecedor para regulação de ângulo.

Bandeja em aço inox coletora de dejetos.

Possui 6 baias individuais com altura de 180 mm, largura interna 97 mm, comprimento de 385 mm.

<http://scienlabor.com.br/produtos/detalhes/1403/esteira-motorizada-para-ratos-com-6-baias.html>