

Contamos com equipe especializada em manutenção preventiva e corretiva, consertos de equipamentos eletrônicos-mecânicos, afiação e consertos em geral de instrumentação médica, veterinária, odontológica e laboratorial.

manutenção preventiva

Equipamentos Médicos e de Laboratório, para terem seu desempenho assegurado, devem passar por rotinas de avaliação e serviços de manutenção preventiva realizados por especialistas, o que traz o aumento da vida operacional do equipamento e a minimização das paradas imprevistas, você poderá fazer um investimento fixo mensal e nós cuidaremos do seu equipamento.

manutenção corretiva

Equipamentos Médicos e de Laboratório, mesmo que amparados por contratos de manutenção preventiva, por terem uma infinidade de componentes eletromecânicos, estão sujeitos a apresentarem defeitos a qualquer momento, e o custo da mão-de-obra para efetuar a manutenção costuma ser bastante alto.

calibração de equipamentos

Você poderá fazer um investimento fixo mensal e nós cuidaremos do seu equipamento, após a definição do cronograma de calibrações, nossos técnicos efetuarão as visitas técnicas para execução dos serviços de calibração. Alguns equipamentos poderão demandar o envio do mesmo até o nosso laboratório.

Os contratos de manutenção oferecidos pela SCIENLABOR auxiliam nossos clientes a prever os orçamentos de manutenção, facilitando a programação financeira e alocação de recursos, além de minimizar paradas desnecessárias e perda de produtividade.

Efetuamos também a instalação de:

- Sistemas de acesso e segurança;
- Ar/Gases, com projeto técnico.

Teste de Segurança Elétrica

- Correntes de fuga do gabinete do equipamento para o operador;
- Correntes de fuga do operador do equipamento para o equipamento;
- Correntes de fuga dos rabichos do cabo paciente ou outras partes do equipamento;
- Impedância do fio terra do cabo de força;
- Comportamento do equipamento na queda de uma das fases da rede elétrica.

Solicite seu orçamento!

Tel.: +55 (16) 3963.6100 Cel.: +55(16) 99764.7700

www.scienlabor.com.br

facebook.com/ScienlaborBrasil