

RACK VENTILADO COM 56 MICROISOLADORES
CÓD. SLB 050.56





1. Confeccionado em aço inoxidável AISI 304.
2. Injeção direta de ar nos microisoladores através de válvulas de aço inoxidável com fechamento automático.
3. Dutos para a retirada de odores e sistemas independentes de insuflamento e exaustão de ar.
4. O equipamento proporciona baixo índice de infecções, ruídos e eliminação de odores.
5. Painel de comando por teclado tipo membrana com sensor de pressão diferencial, indicador de alarme luminoso para a troca de filtros, problemas de pressão e vazão
6. Microisolador confeccionado em policarbonato transparente, autoclavável, resistente a ácidos e impactos. Possui suporte aramado para 1 (um) bebedouro de 350 ml e suporte para ração em V.
7. Sistemas de filtro G3 e Hepa.
8. Dimensões (C x A x L) em mm: 2000 x 2260 x 440.
9. Voltagem: 220V.

<http://scienlabor.com.br/produtos/detalhes/1442/rack-ventilado-com-56-microisoladores.html>