

**ANALGESÍMETRO DIGITAL - CÓD. SLFC 006**



- Capacidade do transdutor: 0,1 até 1000 gramas.
- Faixa de amostragem: 0 até 500 gramas, resolução de 0,1 grama.
- Massa Máxima de amostragem: 500 gramas.
- Display de LCD - 16 colunas x 2 linhas (informa o valor dinâmico da massa e o valor máximo da massa aplicada).

- Saída USB para conexão com o computador.
- Alimentação: Padrão 110/220V.
- Dimensões em mm (C x L X A): 210 x 190 x 85.
- Peso: 1,4 kg.
- Acompanha programa de monitoramento.

<http://scienlabor.com.br/produtos/detalhes/1482/analgesimetro-digital.html>