


PLETISMÔMETRO DE PATA - CÓD. SLFC 008





Utilizado para medir a eficácia de agentes anti-inflamatórios para redução de edemas, dispensa o uso de água deionizada, evitando assim recalibrações periódicas.

Características Técnicas:

1. Tecla frontal de Tara e Trava.
2. Saída USB
3. Equipamento 110/220V.
4. Dimensões em mm: 215 largura, 470 altura, 300 comprimento.
5. Mostrador digital LCD 16 colunas por 4 linhas (valor do volume e valor travado do último ensaio).
6. Pedal com função Tara e Trava.
7. Acompanha Programa de Monitoramento.
8. Peso: 2,8kg.

Sensor de Pressão:

- 0 a 10 kPa.
- Tipo de pressão: Gauge.
- Operação Pressão Min: 0kPa.
- Pressão máxima de funcionamento: 10 kPa.
- Tensão de alimentação Min: 10V.
- Tensão de alimentação Max: 16V.
- Sensor Gabinete Estilo: SIP.
- Número de Pinos: 4.
- Sensibilidade V/P: 2,5 mV / kPa.

<http://scienlabor.com.br/produtos/detalhes/1418/pletismometro-de-pata.html>